

Stoma- / bruchbandage

Name _____

Geburtsdatum _____ Frau ☐ Mann ☐

1. Bestellung ☐ Wechselversorgung ☐

Bitte ausfüllen:

Modellnr. _____

Soll die Bandage folgende Eigenschaften haben:

- ☐ Offener Schritt
- ☐ Geschlossener Schritt
- ☐ Schrittklappe mit Haken/Ösen
- ☐ Schrittklappe mit Klettverschluss

Zutreffendes ankreuzen

- Schwarz ☐
- Weiß ☐
- Beige ☐
- Kolostomie ☐
- Ileostomy ☐
- Urostoma ☐
- Aussparung für Stoma ☐
- Stoma auf der linken Seite ☐
- Stoma auf der rechten Seite ☐
- Träger ☐
- Anti-Prolapsklappe ☐
- Verschluss über Stoma-Aussparung ☐
- Haken/Ösen ☐
- Klettverschluss ☐
- Eingriff ☐
- Eingriff mit Klettverschluss ☐
- Stomabeutelbezug, Modell: ☐
- 1 ☐
- 2 ☐
- 3 ☐

- Bruch ☐
- Fällt der Bruch nach innen, wenn Sie liegen? ☐
- Perinealbruch ☐

Größe des Bruchs

- Klein ☐
- Mittel ☐
- Groß ☐

Senden an:


Rücksendeadresse:

Name _____

Adresse _____

PLZ _____ Ort _____

Tel _____



Anweisung für das Maßnehmen:

(Binden Sie ein Band rund um die Taille, so wird das Messen einfacher)

Geben Sie in den Kästchen oben bitte Folgendes ein:

- Kästchen 0 Maß vom Schambein bis 5-6 cm oberhalb des Bruchs.
- Kästchen 1 Taillenumfang (stehend)
- Kästchen 2 Maß am Bruch (stehend)
- Kästchen 2a Maß am Bruch (liegend)
- Kästchen 3 Hüftumfang, gemessen an der breitesten Stelle der Hüfte (stehend)
- Kästchen 4 Oberschenkelumfang (stehend)
- Kästchen 5 Zusätzliches Maß, 10 cm unter gemessenem Oberschenkelumfang (stehend)
- Kästchen 6 Höhe bis zur Taille Setzen Sie sich auf eine HARTE Unterlage, messen Sie die Höhe von der Unterlage bis zur Taille, Sitzen Sie dabei mit geradem Rücken. SITZEND
- Kästchen 7 Wenn die Bandage über die Taille hinausreichen soll, tragen Sie ein, um wie viel Zentimeter höher sie hinausragen soll. Modell 900-901 und 902 wird bis zur Achselhöhle gemessen (sitzend).
- Kästchen 8 Brustumfang, unterhalb der Brust gemessen (stehend).
- Kästchen 9 Körperrumfang, gemessen unter den Armen (stehend)
- Kästchen 10 Umfang Achsel-Schulter, rundherum gemessen
- Kästchen 11 BH-Größe bei Mieder.

Markierung für Stoma-Aussparung und endgültige Höhe der Bandage

Wenn Sie eine Bandage zum Anprobieren erhalten, ist diese immer **besonders hoch** geschnitten. Wenn die Bandage richtig sitzt, markieren Sie die **Mitte** des Stomas mit einem Filzstift. (**Denken Sie daran, den Stomabeutel und die Hautschutzplatte mitzuschicken.**) Markieren Sie bitte auch die gewünschte Höhe der Bandage (ca. 5 cm über Stoma/Bruch). ETO stellt die Bandage mit der Stoma-Aussparung und in der gewünschten Höhe fertig. ETO schickt die Bandage zusammen mit Stomabeutel und Hautschutzplatte an Sie zurück.